



Clarity™

Эстетичные решения для Вашей практики

Керамические брекеты Clarity Advanced

**Прекрасная улыбка.  
Выдающийся результат.**



# Прекрасная эстетика и эффективность лечения.

Сочетая в себе прогрессивные технологии и дизайн, керамические брекет-системы Clarity Advanced отличаются прекрасной эстетикой, небольшим размером, предсказуемым дебондингом, а также комфортом для пациентов. Более того, Clarity Advanced доступны с APC Flash-Free для большей эффективности и удобства вашей практики. Все эти свойства помогут вам сохранить баланс эффективности работы брекет-системы и эстетики для уверенности ваших пациентов.





# Привлекательный неповторимый дизайн.

## Прекрасная эстетика.


Позвольте улыбкам ваших пациентов сиять с брекетами Clarity Advanced. Брекеты изготовлены из керамики, подстраивающейся под естественный оттенок эмали, а также устойчивой к окрашиванию в течение всего лечения. Вы сможете использовать лигатуры, подходящие к оттенку зубов, для наилучшей эстетики улыбки.




## Надежная прочность и миниатюрный размер брекета.

Брекеты изготовлены из мелкодисперсной керамики, что обеспечивает высокую прочность и миниатюрные размеры брекетов. Керамические брекеты Clarity Advanced обладают достаточным подкрыльным пространством для удобства лигирования и двойного лигирования.

**Мелкодисперсная керамика обладает высокой прочностью даже при малом размере брекета**






Микрогранулированный поликристаллический керамический материал брекетов Clarity Advanced




Крупнозернистый монокристаллический керамический материал, используемый в брекетах ЗМ с металлическим пазом

**Сравнение размеров профилей брекетов для нижних резцов**


Внутренние данные компании ЗМ.



# Брекеты Clarity Advanced: прорыв в области керамических брекетов.



**Надежный производитель.  
Множество решений  
для вашей практики.**



Керамические брекет  
Clarity Advanced




Микрошероховатая  
микроструктурная  
поверхность основания брекета  
обеспечивает оптимальную  
силу сцепления



Основание брекета,  
имеющее форму, специ-  
фичную для каждого зуба,  
обеспечивает удобное пози-  
ционирование и надежную  
фиксацию

Концентратор напряжения  
для предсказуемого легкого  
снятия

Скругленный  
двунаправленный  
шарообразный крючок  
отклонен к десне  
для комфорта пациента



Разноцветные идентификационные  
точки для легкого распознавания  
брекетов


Фланец основания брекета  
для удобного его захвата любым  
инструментом и легкого удаления  
излишков адгезива

Вертикальные и горизонтальные  
легко смываемые маркерные линии  
для удобства позиционирования

Несъемный усталостно-  
прочный аппарат Forsus



Эстетичные лигатуры  
под цвет зубов



Clarity Advanced доступны в прописях  
MBT, Roth и High Torque.

# Простой и эффективный процесс фиксации.

Брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free являются прекрасным сочетанием нетканого материала и адгезива низкой вязкости, что позволяет заполнить все пространства и поднутрения между основанием брекета и эмалью зуба.

Это сэкономит ваше время, а также поможет заботиться об эмали пациентов.



Брекеты Clarity Advanced доступны с APC Flash-Free



## Экономит Ваше время

- ✓ Более быстрый и эффективный процесс фиксации, чем у традиционных брекетов.\*
- ✓ Исключает этап удаления излишков адгезива во время фиксации.
- ✓ Легкое удаление остатков адгезива после снятия брекетов.



## Надежная фиксация

- ✓ Время фиксации сокращается до 40%.\*
- ✓ Отсутствие этапа удаления излишков минимизирует риск смещения брекета после его установки.
- ✓ Защищает эмаль зубов пациентов.\*

\*«Исследование ортодонтических диагнозов и процедур лечения, часть 1: результаты и тенденции», Journal of Clinical Orthodontics, октябрь 2014 после снятия брекетов.

# Созданы для счастливых улыбок и эффективной практики.



## Предсказуемый дебондинг с концентратором напряжения.

Снизьте непредсказуемость процесса снятия керамических брекетов с концентратором напряжения — отличительным признаком брекетов Clarity.

Он был создан для легкого снятия брекетов путем легкого сдавливания с мезиальной и дистальной сторон. Вы будете уверены и спокойны во время снятия брекетов Clarity, а пациент запомнит этот процесс как очень позитивный этап лечения.

## Комфорт пациентов с возможностью подчеркнуть свой стиль.

Маленькие низкопрофильные брекеты с гладкой поверхностью и скругленными краями обеспечивают комфорт пациента. Пациент всегда может выбрать прозрачные или цветные эластики, подчеркнув свой стиль. Можно сделать брекеты практически незаметными, а можно, напротив, привлечь внимание окружающих к своей красивой улыбке яркими эластичками.







# Clarity™

Эстетичные решения для Вашей практики

## Потрясающая эстетика с Clarity.

Используя эстетические решения для ортодонтии от 3M, Вы можете быть уверены, что Ваши пациенты будут довольны процессом лечения. Наши технологии, используемые при изготовлении продукции, обеспечивают удобство Вашей работы и предсказуемый результат, которым будете довольны Вы и Ваши пациенты.

Вместе мы создаем здоровые красивые улыбки!



**Уполномоченный представитель  
на территории РФ АО «3M Россия»**  
108811, г. Москва, п. Московский,  
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1  
Офисный центр Comcity  
Тел.: +7 (495) 784 7474  
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.  
Для распространения на мероприятиях для медицинских работников.  
Товар зарегистрирован на территории РФ.  
© 3M 2020. All rights reserved.