

LUCSEM

СОЧЕТАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Керамические лигатурные брекет



Торк в
основании



Баланс
In-out
размеров

Загругленные крылья
и анатомические крючки



Скошенные пазы брекета
для облегчения ввода дуги
при высокой скученности зубов



Цветовая
идентификация



Основание с микровырезами
гарантирует надежное
сцепление и легкий дебондинг



Низкий профиль и
анатомический
дизайн

Наборы

Пропись			Артикул
Roth	.018	5x5(3-4-5)	49321-11015
Roth	.022	5x5(3-4-5)	49321-12015
Sistema MBT	.022	5x5(3-4-5)	49331-12015

U=Верхняя челюсть		R=Правая сторона								L=Левая сторона							
Цветовая идентификация																	
Круглая впадина для дополнительной идентификации Брекето																	
Х=Крючок Т=Горк А=Ангуляция																	
Пропись	Паз	U45R-X		U3R-X		U2R		U1R		U1L		U2L		U3L-X		U45L-X	
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Roth	.018/.022	-7°	0°	-2°	+11°	+8°	+9°	+12°	+5°	+12°	+5°	+8°	+9°	-2°	+11°	-7°	0°
Sistema MBT	.022	-7°	0°	0°	+8°	+10°	+8°	+17°	+4°	+17°	+4°	+10°	+8°	0°	+8°	-7°	0°

L=Нижняя челюсть		R=Правая сторона								L=Левая сторона							
Цветовая идентификация																	
Круглая впадина для дополнительной идентификации Брекето																	
Х=Крючок Т=Горк А=Ангуляция																	
Пропись	Паз	L5R-X		L4R-X		L3R-X		L12R		L12L		L3L-X		L4L-X		L5L-X	
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Roth	.018/.022	-22°	0°	-17°	0°	-11°	+5°	0°	0°	0°	0°	-11°	+5°	-17°	0°	-22°	0°
Sistema MBT	.022	-17°	+2°	-12°	+2°	0°	+3°	-6°	0°	-6°	0°	0°	+3°	-12°	+2°	-17°	+2°

Замки-трубки Врасаніс

U=Верхняя челюсть		R=Правая сторона		L=Левая сторона	
Пропись	Паз	Зуб		Зуб	
Roth	0.18/.022		U6R (1° Molar)		U6L (1° Molar)
Sistema MBT	.022		U7R (1° Molar)		U7L (1° Molar)
Roth	0.18/.022		U6R (1° Molar)		U6L (1° Molar)
Sistema MBT	.022		U7R (1° Molar)		U7L (1° Molar)

L=Нижняя челюсть		R=Правая сторона		L=Левая сторона	
Пропись	Паз	Зуб		Зуб	
Roth	0.18/.022		L6R (1° Molar)		L6L (1° Molar)
Sistema MBT	.022		L7R (1° Molar)		L7L (1° Molar)
Roth	0.18/.022		L6R (1° Molar)		L6L (1° Molar)
Sistema MBT	.022		L7R (1° Molar)		L7L (1° Molar)

Самолигирующие щечные трубки

U=Верхняя челюсть		R=Правая сторона		L=Левая сторона	
Постоянная индикация: выпуклые вертикальные метки на дистально-ингибиторных углах Брекето					
Пропись	Паз	U6R(1° Molar)		U6L(1° Molar)	
Sistema MBT	.022	T	A	T	A
		-14°	0°	-14°	0°

L=Нижняя челюсть		R=Правая сторона		L=Левая сторона	
Постоянная индикация: выпуклые горизонтальные метки на дистально-ингибиторных углах Брекето					
Пропись	Паз	L6R(1° Molar)		L6L(1° Molar)	
Sistema MBT	.022	T	A	T	A
		-20°	0°	-20°	0°

Dental Progress - эксклюзивный дистрибьютор ID-Logical в России

dental-progress.ru

+7 (499) 505-50-25

info@dentalprogress.ru

Москва, ул. Гиляровского, д. 53



DENTAL PROGRESS
ORTHODONTIC PRODUCTS

